


Anti-Phospho-Pdgfrb (Tyr751) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P09619

품목 번호: CM0001646



소개

인간 및 마우스와 반응하며 WB 및 ELISA에서 검증된 인산화-PDGFRB (Tyr751)에 특이적인 토끼 다클로날 항체입니다. 심혈관 발달 및 세포 증식에 있어 PDGFRB 신호 전달을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Phospho-PDGFRB-Y751 Rabbit pAb
비고/별칭	IMF1; KOGS; IBGC4; JTK12; PDGFR; PENTT; CD140B; PDGFR1; PDGFR-1; Phospho-PDGFRB-Y751
종	Human
GeneID (인간)	5159
GeneID	5159
면역원	인간 PDGFRB (NP_002600.1)의 Y751 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	Rabbit
카테고리	Phosphorylated Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	P09619
단백질 분자량	124kDa
배송	아이스 팩