


인-포스포-Pi3K P85A/P55Γ/P85B (Y467/Y199/Y464) 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - P27986 / O00459 / Q92569

품목 번호: CM0001364



소개

인산화된 PI3K 조절 서브유닛 p85α (Y467), p55γ (Y199) 및 p85β (Y464)를 검출하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성을 가집니다. PI3K/AKT 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-PI3KP85α/P55γ/P85β-Y467/Y199/Y464 토끼 pAb
비고/별칭	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3; 인산화-PI3KP85α/P55γ/P85β-Y467/Y199/Y464
종	인간
유전자 ID	5295/5296/8503
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P27986/O00459/Q92569
단백질 분자량	42-54kDa/81-84kDa
배송 방식	아이스팩