


Wb, Elisa용 항인-Pla2G4A-S505 인산화 토끼 다클론 항체 - P47712

품목 번호: CM0001127



소개

인간 cPLA2-알파(PLA2G4A)의 Ser505를 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 반응하며 WB와 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 염증성 경로 연구 및 지질 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-PLA2G4A-S505 토끼 pAb
비고/별칭	GURDP; cPLA2; PLA2G4; cPLA2-알파; 인산화-PLA2G4A-S505
종	인간
유전자 ID (인간)	5321
유전자 ID	5321
면역원	합성 펩타이드
생산 기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P47712
단백질 분자량	85kDa
배송 방식	아이스백