


Anti-Phospho-Plcg2 (Y759) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P16885

품목 번호: CM0001459



소개

WB 및 ELISA 애플리케이션을 위한 인간 PLCG2 (Y759)에 대한 인산화 특이적 토끼 다클로날 항체입니다. 이 항체는 제2 전달자인 DAG와 IP3를 생성하는 막관통 신호 전달의 중요한 효소를 타겟으로 합니다. 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-PLC gamma 2 (PLCG2)-Y759 Rabbit pAb
비고/별칭	FCAS3; APLAID; PLC-IV; PLC-gamma-2; Phospho-PLC gamma 2 (PLCG2)-Y759
종	Human
유전자 ID	5336
면역원	인간 PLC gamma 2 (PLCG2) (NP_002652.2)의 Y759 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	Rabbit
카테고리	Phosphorylated Antibodies
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human
SWISS	P16885
단백질 분자량	148kDa
배송	아이스 팩