

Wb, Elisa용 항인 S380 인 Pten 토끼 단클론 항체 - P60484

품목 번호: CM0000956



소개

인 S380 PTEN 토끼 단클론 항체(P60484)는 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었으며 마우스 PTEN과 교차 반응합니다. PI3K-AKT 신호 전달, 종양 억제 및 세포 이동에서 PTEN 인산화 연구를 가능하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인 S380 PTEN 토끼 단클론 항체
비고/별칭	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEPI; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; 인 S380 PTEN
종	인간
유전자 ID	5728
면역원	합성 펩타이드: 인간 PTEN의 S380 주변 합성 인산화 펩타이드 (P60484)
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P60484
단백질 분자량	47kDa
배송 방법	아이스 팩