

Wb 및 Elisa용 항인 Phospho-Raf1-S259 토끼 단클론 항체 - P04049

품목 번호: CM0001530



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용 Phospho-Raf1-S259 토끼 단클론 항체; 세린 259에서 인산화된 인간 및 랫드 RAF1을 검출합니다. MAPK/ERK 신호전달, 세포 증식 및 세포사멸 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-Raf1-S259 토끼 mAb
비고/별칭	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Phospho-Raf1-S259
종	인간
유전자ID (인간)	5894
유전자ID	5894
면역원	인간 RAF1 (P04049)의 S259 주변 합성 인산화 펩티드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	P04049
단백질 분자량	73kDa
배송 방식	아이스 팩