


Wb 및 Elisa용 Anti-Phospho-Tau-S404 토끼 단일클론 항체 - P10636

품목 번호: CM0001446



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 Phospho-Tau-S404 토끼 mAb입니다. 인간, 마우스, 쥐의 S404 인산화 Tau를 인식합니다. 신경 퇴행성 질환 연구 및 IVD 검사법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Tau-S404 Rabbit mAb
비고/별칭	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-S404
종	Human
유전자 ID (인간)	4137
면역원	인간 Tau의 S404 부근 합성 인산화 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	Phosphorylated Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P10636
단백질 분자량	79kDa
배송	아이스 팩