


Wb 및 Elisa용 항인 T212 인산화 타우 토끼 다클론 항체 - P10636

품목 번호: CM0001718



소개

T212에서 인산화된 인간 타우를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. WB와 ELISA에서 검증되었으며 생쥐 및 쥐와 교차 반응성이 있습니다. 알츠하이머병을 포함한 미세소관 역학, 뉴런 극성 및 타우병증 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인산화-Tau-T212 토끼 pAb
비고/별칭	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T212
종	인간
유전자ID	4137
면역원	합성 펩타이드 - 인간 타우의 T212 주변 잔기에 해당하는 인산 특이적 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P10636
단백질 분자량	79kDa
배송 방식	아이스백