

Anti-포스포-Tau-T217 토끼 다클론 항체 (Pab), Wb, Elisa용 - P10636-5

품목 번호: CM0001504

소개

WB, ELISA용 포스포-Tau-T217 토끼 다클론 항체 (pAb). 사람, 마우스, 래트 샘플에서 T217 위치의 인산화된 Tau를 검출합니다. 알츠하이머병 및 타우병증 연구에 최적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	포스포-Tau-T217 토끼 pAb
비고/별칭	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T217
종	사람
유전자ID (사람)	4137
유전자ID	4137
면역원	합성 펩티드; 사람 Tau (NP_001190181.1)의 T217 부위를 포함하는 합성 인산화 펩티드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P10636-5
단백질 분자량	32-45kDa/78-80kDa
배송	아이스팩