


항포스포-Tbc1D4-T642 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - O60343

품목 번호: CM0001662



소개

인간 TBC1D4/AS160의 인산화된 Thr642에 특이적인 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 인슐린 자극 포도당 흡수 및 제2형 당뇨병 기전 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	포스포-TBC1D4-T642 토끼 pAb
비고/별칭	AS160; NIDDM5; 포스포-TBC1D4-T642
종	인간
유전자 ID (인간)	9882
유전자 ID	9882
면역원	합성 펩타이드: 인간 TBC1D4 (NP_055647.2)의 T642 부위를 포함하는 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O60343
단백질 분자량	147kDa
배송 방법	아이스백