

Wb 및 Elisa용 Anti-Phospho-Trka-Y490 토끼 다클론 항체 - P04629

품목 번호: CM0000840



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증된 TrkA-Y490 (NTRK1)에 대한 인산화 특이적 토끼 다클론 항체입니다. 신경영양 신호 전달 및 암 연구에서 사람, 쥐, 및 실험쥐 샘플에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-TrkA-Y490 Rabbit pAb
비고/별칭	MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; Phospho-TrkA-Y490
종	사람(Human)
GeneID (사람)	4914
GeneID	4914
면역원	합성 펩타이드 사람 TrkA (NP_001012331.1)의 Y490 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 싹❖rat(Rat)
SWISS	P04629
단백질 분자량	87kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)