

Wb, Elisa용 항인 포스포-B-카테닌(S552) 다클론 항체 - P35222

품목 번호: CM0000871



소개

인 포스포-β-카테닌(S552)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. WB, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성이 있습니다. Wnt 신호전달 및 세포접착 연구에 이상적입니다. - P35222

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	포스포-β-카테닌-S552 토끼 pAb
비고/별칭	EV7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; 아르마딜로; 포스포-β-카테닌-S552
종	인간
유전자ID (인간)	1499
유전자ID	1499
면역원	합성 펩티드: 인간 베타 카테닌(NP_001091679)의 S552 주변 합성 인산화 펩티드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P35222
단백질 분자량	85 kDa
배송	아이스 팩