

Wb 및 Elisa용 항인 Vangl2(S79/S82/S84) 인산화 토끼 단클론 항체 - Q9Ulk5

품목 번호: CM0001294



소개

세린 79, 82, 84 위치에서 인산화된 VANGL2에 특이적인 토끼 단클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간 및 랫트 샘플과 반응합니다. 평면 세포 극성 및 발생 과정 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-VANGL2-S79/S82/S84 토끼 단클론 항체
비고/별칭	LPP1; LTAP; STB1; STBM; STBM1; 인산화-VANGL2-S79/S82/S84
종	인간
유전자ID (인간)	57216
유전자ID	57216
면역원	합성 펩티드: 인간 VANGL2의 S79/S82/S84 주변 잔기에 해당하는 인산화 특이 펩티드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫트
SWISS	Q9ULK5
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백