

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Pi3 Rabbit Polyclonal Antibody - P19957

품목 번호: CM0028262



소개

인간 PI3 (Elafin, SKALP, ESI)에 대한 토끼 폴리클로날 항체. 웨스턴 블롯, 면역조직화학 및 ELISA에 대해 검증됨. 마우스와 교차 반응. 엘라스타제 억제 및 염증성 피부 질환 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PI3 Rabbit pAb
비고/별칭	ESI; WAP3; SKALP; WFDC14; cementoin; PI3
종	인간
유전자 ID	5266
면역원	인간 PI3 (NP_002629.1)의 아미노산 23-117 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P19957
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스백