

Anti-Pigm Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H3S5

품목 번호: CM0024267

소개

인간 PIGM을 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 약 49 kDa의 밴드를 검출합니다. GPI-앵커 생합성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PIGM Rabbit pAb
비고/별칭	GPI-MT-I; PIGM
종	인간
GeneID (Human)	93183
GeneID	93183
면역원	재조합 단백질 인간 PIGM (NP_660150.1)의 아미노산 35-96에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H3S5
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스백