


Anti-Pilra Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Ukj1

품목 번호: CM0022506



소개

인간 PILRA를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 면역 조절, 단순 헤르페스 바이러스 진입, 그리고 쌍을 이루는 수용체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PILRA Rabbit pAb
비고/별칭	FDF03; PILRA
종	인간
GeneID (인간)	29992
GeneID	29992
면역원	인간 PILRA (NP_840056.1)의 아미노산 20-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q9UKJ1
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백