


## Wb, Elisa용 Anti-Pim2 Rabbit Monoclonal Antibody - Q9P1W9

품목 번호: CM0012074



### 소개

PIM2 Rabbit Monoclonal Antibody는 WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스 및 랫트 PIM2를 인식합니다. 암 연구에서 원종양성 신호 전달 경로, 세포 생존 및 증식 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | PIM2 Rabbit mAb                                                      |
| 비고/별칭       | PIM2; serine/threonine-protein kinase pim-2                          |
| 종           | 인간                                                                   |
| GeneID (인간) | 11040                                                                |
| GeneID      | 11040                                                                |
| 면역원         | 제조합 단백질 인간 PIM2 (NP_006866.2)의 아미노산 10-120에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질 |
| 원천          | 토끼                                                                   |
| 범주          | 모노클로날 항체                                                             |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                            |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 랫트                                                          |
| SWISS       | Q9P1W9                                                               |
| 단백질 분자량     | 34kDa                                                                |
| 배송          | 아이스백                                                                 |