

Wb 및 Elisa용 항-Pim3 토끼 다클론 항체 - Q86V86

품목 번호: CM0023431

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증된 PIM3 토끼 다클론 항체입니다. 세포자살과 종양형성에 관여하는 36 kDa 세린/트레오닌 키나아제 원종양유전자인 인간 PIM3(pim-3)를 표적으로 합니다. SWISS Q86V86.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PIM3 토끼 pAb
비고/별칭	pim-3; PIM3
종	인간
유전자 ID (인간)	415116
유전자 ID	415116
면역원	인간 PIM3 (NP_001001852.2)의 아미노산 247-326에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q86V86
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스 팩