


Anti-Pist/Gopc 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - Q9Hd26

품목 번호: CM0029764



소개

WB 및 ELISA 용도로 인간 GOPC (PIST/CAL/FIG)를 타겟팅하는 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 샘플에서 51kDa 밴드를 검출합니다. 세포 내 트래피킹 및 수용체 분해 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PIST/GOPC Rabbit pAb
비고/별칭	CAL; FIG; PIST; GOPC1; dJ94G16.2; PIST/GOPC
종(Species)	Human
GeneID (Human)	57120
GeneID	57120
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 PIST/PIST/GOPC (NP_001017408.1)의 아미노산 195-454에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9HD26
단백질 분자량	51kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)