

Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Pit1/Pou1F1 단클론 항체 - P28069

품목 번호: CM0012638



소개

WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 Pit1/POU1F1 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드 POU1F1(33kDa)을 검출합니다. 뇌하수체 발달 및 호르몬 유전자 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Pit1/POU1F1 토끼 mAb
비고/별칭	PTT1; CPHD1; GHF-1; Pit-1; POU1F1a
종	인간
유전자 ID (인간)	5449
유전자 ID	5449
면역원	인간 POU1F1 (NP_000297.1)의 아미노산 1-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단클론 항체
적용 분야	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	P28069
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백