

Wb, Elisa용 Anti-Pjvk Rabbit Monoclonal Antibody - Q0Zlh3

품목 번호: CM0007198

소개

WB 및 ELISA에서 검증된 Anti-PJVK Rabbit Monoclonal Antibody입니다. 소음 유발 손상으로부터 청각 유모세포를 보호하는 과옥시소체 단백질인 인간 pejvakin(40 kDa)을 인식합니다. 난청 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PJVK Rabbit mAb
비고/별칭	DFNB59; PJVK
종	인간
GeneID (인간)	494513
GeneID	494513
면역원	인간 PJVK (NP_001036167.1)의 아미노산 290-352에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
카테고리	모노클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q0ZLH3
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백