


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Pkc-Beta 토끼 다클론 항체 - P05771

품목 번호: CM0015583



소개

인간 PKC-beta(PRKCB)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 신호 전달, 암 및 면역학 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	사양
제품명	PKC-beta 토끼 pAb
비고/별칭	PKCB; PRKCB1; PRKCB2; PKCI(2); PKCbeta; PKC-beta
종	인간
유전자ID (인간)	5579
유전자ID	5579
면역원	재조합 단백질 인간 PKC-beta (NP_997700.1)의 아미노산 260-340에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P05771
단백질 분자량	77kDa
배송	아이스 팩