

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Pla2G2D 토끼 다클로날 항체 - Q9Unk4

품목 번호: CM0030011

소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 Anti-PLA2G2D 토끼 다클로날 항체입니다. 항염증 반응에 관여하는 분비성 인지질분해효소 A2인 인간 및 쥐 PLA2G2D를 검출합니다. 면역학 및 지질 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PLA2G2D Rabbit pAb
비고/별칭	SPLASH; sPLA2S; PLA2IID; sPLA2-IID; PLA2G2D
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	26279
항원(Immunogen)	제조합 단백질 인간 PLA2G2D (NP_036532.1)의 아미노산 21-145에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Rat
SWISS	Q9UNK4
단백질 분자량	17kDa
배송(Shipping)	아이스 팩