

Wb, Elisa용 Anti-Plod2/Lh2 토끼 단일클론 항체 - O00469

품목 번호: CM0006977

소개

PLOD2/LH2(리실 히드로록실라제 2)를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 쥐 샘플에서 85kDa 단백질을 검출합니다. 콜라겐 가교 및 안정성 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PLOD2/LH2 Rabbit mAb
비고/별칭	LH2; TLH; BRKS2; PLOD2/LH2
종(Species)	인간(Human)
GeneID (Human)	5352
GeneID	5352
면역원(Immunogen)	인간 PLOD2/LH2 (NP_000926.2)의 아미노산 260-380에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	O00469
단백질 분자량	85kDa
배송(Shipping)	아이스팩