

Wb, If-P, Elisa용 Anti-Plp1 폴리클로날 항체 - P60201

품목 번호: CM0013664



소개

인간 PLP1(미엘린 프로테오리피드 단백질)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF-P, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 미엘린 및 신경계 질환 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PLP1 Rabbit pAb
비고/별칭	PLP; PMD; HLD1; MMPL; SPG2; GPM6C; PLP/DM20; PLP1
종	인간(Human)
GeneID	5354
면역원	인간 PLP1 (NP_955772.1)의 아미노산 102-148에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P60201
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)