

Anti-Plvap 폴리클론항체 (Wb, Elisa 용) - Q9Bx97

품목 번호: CM0018304

소개

인간 PLVAP(PV1)에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 쥐 교차반응성에 적합합니다. 미세혈관 생물학에서 내피 세공, 혈관 투과성 및 격막 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PLVAP Rabbit pAb
비고/별칭	PV1; FELS; PV-1; gp68; DIAR10; PLVAP
종	인간
유전자 ID	83483
면역원	인간 PLVAP (NP_112600.1)의 아미노산 63-442에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 쥐
SWISS	Q9BX97
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백