


Anti-Pofut2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2G5

품목 번호: CM0017757



소개

WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 인간 POFUT2 (FUT13)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. TSR 함유 단백질의 O-푸코실화 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	POFUT2 Rabbit pAb
비고/별칭	FUT13; C21orf80; POFUT2
종	인간(Human)
GeneID	23275
면역원	인간 POFUT2 (NP_056042.1)의 아미노산 240-370에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9Y2G5
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백