

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Polr2D 다클론 항체 - O15514

품목 번호: CM0020060



소개

인간 POLR2D를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, RNA 중합효소 II의 핵심 소단위체입니다. WB, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 전사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	POLR2D 토끼 pAb
비고/별칭	RBP4; RPB4; RPB16; HSRBP4; HSRPB4; POLR2D
종	인간
유전자 ID	5433
면역원	인간 POLR2D의 아미노산 1-142에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_004796.1).
생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O15514
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스팩