


Wb 및 Elisa용 항-Polr3F 다클론 항체 - Q9H1D9

품목 번호: CM0017944



소개

인간 POLR3F(RPC6, RPC39)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응하며 36kDa 밴드를 검출합니다. RNA 중합효소 III 연구 및 선천성 면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	POLR3F 토끼 pAb
비고/별칭	C34; RPC6; RPC39; IMD101; POLR3F
종	인간
유전자ID (인간)	10621
유전자ID	10621
면역원	인간 POLR3F(NP_006457.2)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H1D9
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백