


Wb, Elisa용 Anti-Pomp 토끼 다클로날 항체 - Q9Y244

품목 번호: CM0029773



소개

사람 POMP에 대한 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 프로테아좀 성숙 연구, 샤페론 연구 및 단백질 분해 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	POMP Rabbit pAb
비고/별칭	UMPI; PRAAS2; HSPC014; C13orf12; PNAS-110; POMP
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	51371
GeneID	51371
면역원	재조합 단백질/사람 POMP (NP_057016.1)의 아미노산 1-141에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human)
SWISS	Q9Y244
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스백