


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Pon1 토끼 단클론 항체 - P27169

품목 번호: CM0009655



소개

인간 PON1(혈청 파라옥소나제/아릴에스테라아제 1)에 대한 토끼 단클론 항체입니다. WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 생쥐 및 래트와 교차반응합니다. 40 kDa 단백질을 검출합니다(SWISS: P27169).

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PON1 토끼 단클론 항체
비고/별칭	ESA; PON; MVCD5; PON1
종	인간
유전자ID (인간)	5444
면역원	합성 펩티드: 인간 PON1 (P27169)의 아미노산 50-150 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차반응성	인간, 생쥐, 래트
SWISS	P27169
단백질 분자량	40kDa
배송 방식	아이스백