

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Pop4 폴리클로날 항체 - O95707

품목 번호: CM0027410



소개

tRNA 성숙에 관여하는 리보뉴클레아제 P 서브유닛인 POP4(RPP29)를 표적하는 토끼 폴리클로날 항체. 인간, 마우스, 랫드에서 WB, IHC-P, ELISA로 검증됨. tRNA 처리 연구에 이상적.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	POP4 토끼 pAb
비고/별칭	RPP29; POP4
종	인간
GeneID (인간)	10775
GeneID	10775
면역원	인간 POP4 (NP_006618.1)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O95707
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백