

Wb 및 Elisa용 항-Pou2Af1 다클론 항체 - Q16633

품목 번호: CM0029176



소개

B세포 특이적 전사 보조활성인자로 배중심 형성에 필수적인 POU2AF1에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	POU2AF1 토끼 pAb
비고/별칭	BOB1; OBF1; OCAB; OBF-1; POU2AF1
종	인간
유전자 ID (인간)	5450
유전자 ID	5450
면역원	인간 POU2AF1 (NP_006226.2)의 아미노산 1-256에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q16633
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백