

Anti-Pou3F2 폴리클론항체 (Wb, Elisa용) - P20265

품목 번호: CM0023329



소개

인간 POU3F2 전사인자(BRN2, OCT7)에 대한 친화성 정제 토끼 폴리클론항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA 검증 완료; 신경외배엽 계통을 표적으로 합니다. 신경세포 분화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	POU3F2 Rabbit pAb
비고/별칭	BRN2; OCT7; OTF7; OTF-7; POUF3; brn-2; oct-7; N-Oct3; POU3F2
종	인간
유전자 ID (인간)	5454
유전자 ID	5454
면역원	인간 POU3F2 (NP_005595.2)의 아미노산 1-68에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P20265
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백