

Wb, Elisa용 항-Pp2A-B55A/Pr55A/Ppp2R2A 단클론 항체 - P63151

품목 번호: CM0007200



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 인간 PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A 토끼 단클론 항체. 52kDa 단백질을 인식하며 마우스와 교차반응합니다. 세포주기 및 유사분열 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A 토끼 mAb
비고/별칭	B55A; PR52A; PR55A; B55ALPHA; PR55alpha; PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A
종	인간
유전자ID (인간)	5520
유전자ID	5520
면역원	합성 펩타이드 - 인간 PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A (NP_002708.1)의 아미노산 94-194 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P63151
단백질 분자량	52kDa
배송 방식	아이스백