


Anti-Pp2A-B56γ/Pr61γ/Ppp2R5C 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q13362

품목 번호: CM0025011



소개

PP2A-B56γ/PR61γ/PPP2R5C를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었고 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성을 가집니다. DNA 손상 반응, ERK 신호 전달 및 세포 주기 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PP2A-B56γ/PR61γ/PPP2R5C 토끼 pAb
비고/별칭	B56G; PR61G; B56gamma; PP2A-B56γ/PR61γ/PPP2R5C
종	인간
유전자ID (인간)	5527
유전자ID	5527
면역원	인간 PP2A-B56γ/PR61γ/PPP2R5C (NP_848702.1)의 아미노산 1-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13362
단백질 분자량	61kDa
배송 방식	아이스 팩