

Wb, Elisa용 항-Ppap2A 다클론 항체 - O14494

품목 번호: CM0030161



소개

PPAP2A 토끼 pAb는 인간 포스포리파제 포스파테이스 1(LPP1/PAP2a)을 표적으로 합니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 지질 포스페이트 신호전달 및 포스파테이스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PPAP2A 토끼 pAb
비고/별칭	LPP1; PAP2; LLP1a; PAP-2a; PPAP2A
종	인간
유전자 ID (인간)	8611
면역원	인간 PPAP2A 아미노산 1-100 서열에 해당하는 합성 펩타이드 (NP_003702.2)
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O14494
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백