

Anti-Ppp1R9B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q96Sb3

품목 번호: CM0023436

소개

인간 PPP1R9B (Neurabin-2/Spinophilin)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 시냅스 전달, 수상돌기 가시, 액틴 세포골격 상호작용 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PPP1R9B Rabbit pAb
비고/별칭	Spn; SPINO; PPP1R6; PPP1R9; PPP1R9B
종	인간
유전자 ID (인간)	84687
유전자 ID	84687
면역원	합성 펩타이드 인간 PPP1R9B (NP_115984.3)의 아미노산 250-350에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q96SB3
단백질 분자량	89kDa
배송	아이스백