


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ppp3R1 토끼 다클론 항체 - P63098

품목 번호: CM0016841



소개

WB, IF/ICC, ELISA용 PPP3R1(칼시뉴린 B 소단위체 1형)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드에서 검증되었습니다. 칼시뉴린 신호전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PPP3R1 토끼 pAb
비고/별칭	CNB; CNB1; CALNB1; PPP3R1
종	인간
GeneID(인간)	5534
GeneID	5534
면역원	재조합 단백질 인간 PPP3R1(NP_000936.1)의 아미노산 11-170에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P63098
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스팩