

Anti-Ppp4R3B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q5Miz7

품목 번호: CM0024526

소개

PPP4R3B (SMEK2), 즉 센트리오미어/핵에 국한된 PP4의 조절 소단위체를 표적으로 하는 토끼 다클로널 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트 반응성으로 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PPP4R3B Rabbit pAb
비고/별칭	PSY2; smk1; FLFL2; SMEK2; PP4R3B; PPP4R3B
종	사람(Human)
GeneID (사람)	57223
GeneID	57223
면역원	사람 PPP4R3B (NP_001269779.1)의 아미노산 628-817에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q5MIZ7
단백질 분자량	97kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)