

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ppp5C 토끼 다클로날 항체 - P53041

품목 번호: CM0017136



소개

인간 PPP5C (PP5/PPT)를 타겟으로 하는 고품질의 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응하며, DNA 손상 반응, 세포 사멸 및 생체 리듬 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PPP5C Rabbit pAb
비고/별칭	PP5, PPT, PPP5, PPP5C
종	인간(Human)
GeneID (인간)	5536
GeneID	5536
면역원	인간 PPP5C (NP_006238.1)의 아미노산 1-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P53041
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)