

Wb, Elisa용 항-Prb4 토끼 다클론 항체 - P10163

품목 번호: CM0023910

소개

인간 염기성 타액 프로린 풍부 단백질 4(PRB4)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 래트와 교차 반응성을 나타냅니다. 타액 단백질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PRB4 토끼 pAb
비고/별칭	Po; PRB4
종	인간
유전자 ID (인간)	5545
유전자 ID	5545
면역원	제조항 단백질: 인간 PRB4(NP_002714.2)의 아미노산 178-247에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P10163
단백질 분자량	31kDa
배송 방식	아이스 팩