


Wb, Elisa용 항-Prd 토끼 단클론 항체 - P12955

품목 번호: CM0002315



소개

인간 PRD(프로리다아제, PEPD)에 대한 고품질 토끼 단클론 항체로, WB 및 ELISA 응용 분야에 적합하며 마우스와 교차 반응성을 보입니다. 콜라겐 대사 및 프로리다아제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PRD 토끼 단클론 항체
비고/별칭	PROLIDASE; PRD
종	인간
유전자ID (인간)	5184
유전자ID	5184
면역원	재조합 단백질 인간 PRD(NP_000276.2)의 아미노산 400-493번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
발원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P12955
단백질 분자량	55kDa
배송 방식	아이스 팩