

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Prdm1 폴리클로날 항체 - O75626

품목 번호: CM0023248



소개

PRDM1 (BLIMP-1)를 타겟팅하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스 PRDM1을 검출하며, 면역 세포 분화 및 조직 거주 림프구 생물학에서 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PRDM1 Rabbit pAb
비고/별칭	BLIMP1; PRDI-BF1; PRDM1
종	Human
유전자 ID (인간)	639
유전자 ID	639
면역원	인간 PRDM1 (NP_001189.2)의 아미노산 70-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	O75626
단백질 크기	92kDa
배송	Ice bag