

Wb, Elisa용 Anti-Prdm12 폴리클로널 항체 - Q9H4Q4

품목 번호: CM0019949



소개

PRDM12 Rabbit pAb는 WB 및 ELISA용 폴리클로널 항체로, 인간 및 마우스 PRDM12를 검출합니다. 통각 뉴런 발달 연구 및 통증 경로 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	PRDM12 Rabbit pAb
비고/별칭	PFM9; HSN8; PRDM12
종	인간(Human)
GeneID (인간)	59335
GeneID	59335
면역원	인간 PRDM12 (NP_067632.2)의 아미노산 100-330에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9H4Q4
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)