


## If-P, Elisa용 Anti-Prdm9 폴리클로날 항체 - Q96Eq9

품목 번호: CM0024664



### 소개

마우스 Prdm9를 타겟팅하는 토끼 폴리클로날 항체로, IF-P 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응하며, 감수 분열 재조합에 중요한 히스톤 메틸전이효소인 PRDM9를 검출합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수           | 사양                                                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명            | Prdm9 Rabbit pAb                                               |
| 비고/별칭          | Rcr1; Dsbc1; repro7; Meisetz; PRDM9-B; G1-419-29; Prdm9        |
| 종(Species)     | Mouse                                                          |
| GeneID         | 213389                                                         |
| 면역원(Immunogen) | 마우스 Prdm9 (NP_659058.3)의 아미노산 87-370에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원(Source)    | Rabbit                                                         |
| 카테고리           | 폴리클로날 항체                                                       |
| 애플리케이션         | IF-P, ELISA                                                    |
| 교차 반응성         | Mouse, Rat                                                     |
| SWISS          | Q96EQ9                                                         |
| 단백질 분자량        | 97kDa                                                          |
| 배송(Shipping)   | 아이스 팩(Ice bag)                                                 |