


웨스턴 블롯, If/Icc, Elisa용 Anti-Preb Rabbit Monoclonal Antibody - Q9Hcu5

품목 번호: CM0006317



소개

이 PREB rabbit monoclonal antibody는 사람, 마우스, 랫드의 PREB/SEC12 단백질을 검출합니다. 웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA에서 검증된 이 항체는 소포체-골지체 수송 및 전사 조절에 중요한 45 kDa GEF를 표적으로 합니다. 신뢰할 수 있는 IVD 소성을 위해 CamelBio에서 주문하세요.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	PREB Rabbit mAb
비고/별칭	SEC12; PREB
종 특이성	사람
GeneID (Human)	10113
GeneID	10113
면역원	사람 PREB (NP_037520.1)의 아미노산 89-201에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q9HCU5
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백