


Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Prelid1 폴리클로날 항체 - Q9Y255

품목 번호: CM0020432



소개

IHC-P, IF/ICC 및 ELISA용 인간 PRELID1 (25kDa)에 대한 토끼 폴리클로날 항체. 미토콘드리아 카디올리핀 축적 및 세포사멸 조절에 관여합니다. 인간 샘플에서 검증됨.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PRELID1 Rabbit pAb
비고/별칭	PX19; PRELI; SBB112; CGI-106
종	인간
GeneID (인간)	27166
GeneID	27166
면역원	인간 PRELID1 (NP_037369.1)의 아미노산 174-219에 해당하는 재조합 단백질
원천	토끼
분류	폴리클로날 항체
적용 분야	IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9Y255
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백