


## 항프리온 단백질 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - P04156

품목 번호: CM0023536



### 소개

인간 프리온 단백질(PRNP, P04156)에 반응하는 KO 검증된 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 신경퇴행 및 프리온 생물학 연구에 사용됩니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | [KO 검증 완료] 프리온 단백질 토끼 pAb                                                             |
| 비고/별칭      | CJD; GSS; PrP; ASCR; KURU; PRIP; PrPc; CD230; AltPrP; p27-30; PrP27-30; PrP33-35C; in |
| 종          | 인간                                                                                    |
| 유전자ID (인간) | 5621                                                                                  |
| 유전자ID      | 5621                                                                                  |
| 면역원        | 인간 프리온 단백질(NP_001073592.1)의 아미노산 23-230번에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질입니다.                 |
| 기원         | 토끼                                                                                    |
| 카테고리       | 다클론 항체                                                                                |
| 적용 분야      | WB, ELISA                                                                             |
| 교차 반응성     | 인간, 마우스, 래트                                                                           |
| SWISS      | P04156                                                                                |
| 단백질 분자량    | 28kDa                                                                                 |
| 배송 방식      | 아이스백                                                                                  |