


Anti-Pro Caspase-1 + P10 + P12 Rabbit Mab For Wb, Ip, Elisa - P29466

품목 번호: CM0012746



소개

WB, IP 및 ELISA에서 인간 pro-Caspase-1 및 그 p10/p12 절단 형태를 검출합니다. 인간, 마우스 및 랫트에 반응하는 토끼 단일클론 항체입니다. 염증, 세포파괴apoptosis 및 면역학 연구를 위한 연구용 등급 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	pro Caspase-1 + p10 + p12 Rabbit mAb
비고/별칭	ICE; P45; IL1BC; Cleaved-Caspase-1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	834
GeneID	834
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P29466
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백